

CREME PROFESSIONALI IN ABBINAMENTO AI TRATTAMENTI DI PRESSOTERAPIA

PULIZIA PROFONDA

Prima di iniziare qualsiasi ciclo è importante eseguire una pulizia profonda della pelle per predisporla a ricevere in modo più efficace il trattamento.

Detergere bene la pelle utilizzando salviette detergenti. Applicare 20 ml di una crema peeling per levigare la pelle ed eliminare le cellule morte, accelerando così il rinnovo cellulare e potenziando l'efficacia dei prodotti applicati in seguito facilitandone l'assorbimento.

Successivamente stendere 50 ml di un gel idratante multiazione per predisporre la pelle ad un migliore assorbimento dei principi attivi contenuti nei prodotti utilizzati e tenere in posa 10 minuti. Procedere con il trattamento più indicato per tipologia di inestetismo.

<u>PULIZIA PROFONDA</u>	<u>ml/dose</u>	<u>Posa/mass</u>
Salvietta detergente	1	-
Crema peeling	20 ml	}10 min
Maschera multiazione	50 ml	
Durata del trattamento		10 min

RITENZIONE IDRICA

Applicare con un leggero massaggio 20 ml di un fluido intensivo anticellulite per attivare il drenaggio dei liquidi ed accelerare lo smaltimento degli accumuli adiposi.

Far indossare i Gambali in cartene e a seguire il Kit Point facendo in modo che aderisca il più possibile. Azionare l'apparecchiatura per 30 minuti.

Al termine, dopo aver tolto i gambali, applicare 10 ml di crema lift multiazione che grazie ai principi attivi in essa contenuti ridona alla pelle elasticità, morbidezza e tonicità.

<u>RITENZIONE IDRICA</u>	<u>ml/dose</u>	<u>Posa/mass</u>
Fluido intensivo anticellulite	20 ml	-
Gambali in cartene	-	-
Kit Point DIVAMED	-	-
Press Touch - Linfo Drain	-	30 min
Crema lift multiazione	10 ml	-
Durata del trattamento		40 min

GAMBE PESANTI

Applicare 20 ml di un fluido intensivo anticellulite con un leggero massaggio per attivare il drenaggio dei liquidi ed accelerare lo smaltimento degli accumuli adiposi.

Successivamente, applicare una benda crioattiva su gambe, fianchi ed addome, dopo averla fatta brevemente riscaldare. Far indossare i gambali in cartene e a seguire il Kit Point facendo in modo che aderisca il più possibile. Azionare l'apparecchiatura per 30 minuti.

Al termine, dopo aver tolto i gambali, applicare 10 ml di una crema lift multiazione che grazie ai principi attivi in essa contenuti ridona alla pelle elasticità, morbidezza e tonicità.

<u>GAMBE PESANTI</u>	<u>ml/dose</u>	<u>Posa/mass</u>
Fluido intensivo anticellulite	20 ml	-
Benda crioattiva		-
Gambali in cartene	1	-
Kit Point DIVAMED	-	-
Press Touch - Linfo Drain	-	30 min
Crema lift multiazione	10 ml	10 min
Durata del trattamento		40 min

CELLULITE EDEMATOSA

Applicare 20 ml di un fluido intensivo anticellulite con un leggero massaggio per attivare il drenaggio dei liquidi ed accelerare lo smaltimento degli accumuli adiposi. Successivamente, applicare una benda termoattiva su gambe, fianchi e addome, dopo averla fatta brevemente riscaldare. Far indossare i gambali in cartene e a seguire il Kit Point facendo in modo che aderisca il più possibile. Azionare l'apparecchiatura per 30 minuti.

Al termine, dopo aver tolto i gambali applicare 10 ml di crema lift multiazione che grazie ai principi attivi in essa contenuti ridona alla pelle elasticità, morbidezza e tonicità.

<u>CELLULITE EDEMATOSA</u>	<u>ml/dose</u>	<u>Posa/mass</u>
Fluido intensivo anticellulite	20 ml	-
Benda termoattiva	1	-
Gambali in cartene	-	-
Kit Point DIVAMED	-	-
Press Touch - Linfo Drain	-	30 min
Crema lift multi azione	10 ml	-
Durata del trattamento		40 min

ADIPE

Applicare 20 ml di un fluido intensivo modellante con un leggero massaggio per facilitare l'azione del massaggio e rendere la pelle morbida.

Successivamente, applicare un patch modellante su interno ed esterno coscia, dopo averlo fatto brevemente riscaldare.

Far indossare i gambali in cartene e a seguire il Kit Point facendo in modo che aderisca il più possibile. Azionare l'apparecchiatura per 30 minuti.

Al termine, dopo aver tolto i gambali, applicare 10 ml di platinum crema lift multiazione che grazie ai principi attivi in essa contenuti ridona alla pelle elasticità, morbidezza e tonicità.

<u>ADIPE</u>	<u>ml/dose</u>	<u>Posa/mass</u>
Fluido intensivo modellante	20 ml	-
Patch modellante	1	-
Gambali in cartene	-	-
Kit Point DIVAMED	-	-
Press Touch - Linfo Drain	-	30 min
Crema lift multiazione	10 ml	10 min
Durata del trattamento		40 min

MASSAGGIO SPORTIVO

Applicare 20 ml di fluido intensivo rassodante con un leggero massaggio per tonificare la pelle rendendola morbida e liscia. Far indossare i gambali in cartene e a seguire il Kit Point facendo in modo che aderisca il più possibile. Azionare l'apparecchiatura per 30 minuti.

Al termine, dopo aver tolto i gambali, applicare 10 ml di crema lift multiazione che grazie ai principi attivi in essa contenuti ridona alla pelle elasticità, morbidezza e tonicità.

Massaggio particolarmente indicato anche per l'uomo.

<u>MASSAGGIO SPORTIVO</u> (adatto anche per clientela maschile)	<u>ml/dose</u>	<u>Posa/mass</u>
Fluido intensivo rassodante	20 ml	-
Gambali in cartene	-	-
Kit Point DIVAMED	-	-
Press Touch - Linfo Drain	-	30 min
Crema lift multiazione	10 ml	-
Durata del trattamento		40 min

LINFODRENAGGIO

Applicare 20 ml di un fluido intensivo anticellulite con un leggero massaggio per attivare il drenaggio dei liquidi ed accelerare lo smaltimento degli accumuli adiposi.

Far indossare i gambali in cartene e a seguire il Kit Point facendo in modo che aderisca il più possibile.

Azionare l'apparecchiatura per 30 minuti. Al termine, dopo aver tolto i gambali, applicare 10 ml di una crema lift multiazione che grazie ai principi attivi in essa contenuti ridona alla pelle elasticità, morbidezza e tonicità.

<u>LINFODRENAGGIO</u>	<u>ml/dose</u>	<u>Posa/mass</u>
Fluido intensivo anticellulite	20 ml	-
Gambali in cartene		
Kit Point DIVAMED	-	-
Press Touch - Linfo Drain	-	30 min
Crema lift multiazione	10 ml	-
Durata del trattamento		40 min

CELLULITE FIBROSA

Applicare 20 ml di un fluido intensivo modellante con un leggero massaggio per facilitare l'azione del massaggio e rendere la pelle morbida e liscia.

Successivamente, applicare una benda termoattiva su gambe, fianchi ed addome, dopo averla fatta brevemente riscaldare. Far indossare i gambali in cartene e a seguire il kit point facendo in modo che aderisca il più possibile. Azionare l'apparecchiatura per 30 minuti.

Al termine, dopo aver tolto i gambali, applicare 10 ml di una crema lift multiazione che grazie ai principi attivi in essa contenuti ridona alla pelle elasticità, morbidezza e tonicità.

<u>CELLULITE FIBROSA</u>	<u>ml/dose</u>	<u>Posa/mass</u>
Fluido intensivo modellante	20 ml	-
Benda termoattiva	1	-
Gambali in cartene	-	-
Kit Point DIVAMED	-	-
Press Touch - Linfo Drain	-	30 min
Crema lift multiazione	10 ml	10 min
Durata trattamento		40 min

TONIFICANTE

Applicare 20 ml fluido intensivo rassodante con un leggero massaggio per tonificare la pelle rendendola morbida e liscia.

Successivamente, applicare una benda crioattiva su gambe, fianchi e addome, dopo averla fatta brevemente riscaldare. Far indossare i gambali in cartene e a seguire il Kit Point facendo in modo che aderisce il più possibile. Azionare l'apparecchiatura per 30 minuti.

Al termine, dopo aver tolto i gambali, applicare 10 ml di una crema lift multiazione che grazie ai principi attivi in essa contenuti ridona alla pelle elasticità morbidezza e tonicità.

<u>TONIFICANTE</u>	<u>ml/dose</u>	<u>Posa/mass</u>
Fluido intensivo rassodante	20 ml	-
Benda crioattiva	-	-
Gambali in cartene	1	-
Kit Point DIVAMED	-	-
Press Touch - Linfo Drain	-	30 min
Crema lift multiazione	10 ml	
Durata trattamento		40 min