



DIVA BEAUTY
your aesthetic solutions

made in
italy



BREVETTATO

ToneUp

body sculpture

Recupera la tonicità perduta
e dona alla muscolatura un
aspetto più attraente



ToneUp tramite onde meccano-sonore selettive, stimola l'attivazione di processi biochimici e fisiologici che sfruttano il condizionamento neuronale per ottenere in maniera non invasiva e indolore un **concreto rimodellamento della silhouette duraturo nel tempo**.

La vita moderna, spesso sedentaria e contraddistinta da squilibri nutrizionali favorisce lo scarso utilizzo dei muscoli. Lo stimolo vibratorio di ToneUp applicato ai muscoli interessati è in grado di condizionare a livello cerebrale una sorta di "memoria" che, come riflesso condizionato consente di ottenere **con poche ore di applicazione una visibile tonificazione muscolare** oltre ad un generale miglioramento del benessere.

ToneUp **migliora l'estetica corporea** risultando vincente come:

- **percorso di tonificazione**, anche dei muscoli mimici del viso = viso liscio e disteso; seno tonico ed elastico; addominali tonici; glutei alti e sodi; gambe tornite e snelle.
- **Integrazione ai trattamenti anti-cellulite o post-liposuzione** = aumento del microcircolo e scollamento rete fibrosa responsabile della "buccia d'arancia".
- **Applicazione a complemento di altre cure estetiche**: biostimolazione cutanea, trattamento con fillers, micro dermoabrasione, peelings chimici.
- **Applicazione a complemento di cure dietoterapiche**.
- **Applicazione a supporto delle attività sportive e quotidiane** = incremento della forza muscolare e aumento della resistenza all'esercizio ripetuto con conseguente diminuzione della sensazione di fatica.

DIMENSIONI (LxPxH): 48x38x118 cm
PESO 76 Kg



ELEMENTI DISTINTIVI:

- Interfaccia intuitiva con display a colori touch screen 7"
- Elevato range di frequenze della vibrazione [30 ÷ 400] Hz
- 5 livelli crescenti di pressione dell'oscillazione
- 14 uscite sdoppiabili (fino a 28 punti di applicazione)
- Impostazione e programmazione guidata con mappe interattive
- 5 protocolli applicativi
- Database con gestione agenda e memorizzazione trattamenti
- Upgrade SW rapido con USB
- Ergonomico distributore di aria posto a lato lettino
- Applicatori ergonomici per il massimo trasferimento dell'onda sonora
- Set completo di fasce per il fissaggio applicatori
- Tubi ad alta trasmissione sonora e sdoppiatori di flusso a "Y-T"
- Valigetta porta accessori

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Alimentazione 230 V - 50/60 Hz
- Assorbimento massimo 6.5 A - 1.4 kVA
- Certificazione **CE** (2004/108/CE; EMC 2006/95/CE; BT)

EURTRONIK
your innovating solutions

EURTRONIK srl - unipersonale
Via G. Di Vittorio 16/D - 40013 Castel Maggiore (BO) - I

+39 051 703284

info@eurtronik.it

+39 051 700904

www.eurtronik.com



ASSOCIAZIONI:
UNINDUSTRIA BOLOGNA



ToneUp

body sculpture

Recover lost tone
and gives the muscles look
more attractive



Tone Up by controlled selective sound mechano waves stimulates the activation of biochemical and physiological processes that take advantage of the paradigms of neuronal conditioning to improve on a non-invasive and painless manner a **concrete body contouring that persists over time**.

Modern life, often sedentary and characterized by nutritional imbalances favoring a poor use of the muscles. The vibratory stimulus applied by Tone Up to certain muscles can influence the brain in a sort of "memory" that, as a conditioned reflex can get **in a few hours of application a real muscle tone** as well as a general improvement in well-being.

Tone Up **improves the aesthetics of the body** resulting winning as:

- **toning up path**, including the mimic muscles of the face = face smooth and relaxed, breast toned and elastic, toned abs, buttocks high and firm, shapely and slender legs.
- **Within anti-cellulite treatments or after liposuction** = increase microcirculation and detachment fibrous network responsible for the "orange peel" skin.
- **As a complement to other beauty treatments:** skin biostimulation, treatment with fillers, micro-dermabrasion, chemical peelings.
- **As to complement to a slimming diet.**
- **In support of sports and daily activities** = increased muscle strength and increased exercise tolerance repeated resulting in decreased fatigue.

DIMENSIONS (LxPxH): 48x38x118 cm
WEIGHT 76 Kg



DISTINCTIVE COMPONENTS:

- Intuitive interface consists of a color display touch screen 7"
- Wide range of frequencies of vibration [30 ÷ 400] Hz
- 5 levels of pressure oscillation
- Splitting 14 outputs (up to 28 points of application)
- Wizard treatments through interactive map with positioning applicators
- 5 preset application protocols
- Database-management agenda and clients with storage
- Fast updates with USB key
- Ergonomic air distributor located on the bed's side
- Ergonomic applicators for maximum transfer of the sound wave
- Complete set of mounting bands for the applicators
- "Y and T" air flow splitters
- Suitcase for accessories

FEATURES

- Power supply 230 V - 50/60 Hz
- Max absorption 6.5 A - 1.4 kVA
- CE Marking (2004/108/CE: EMC 2006/95/CE: BT)